

THÀNH PHẦN: Trong 100 ml dung dịch chứa:

- Oxy già 50 %: 6 g
- Acid salicylic: 10 mg.
- Nước tinh khiết vừa đủ 100 ml.

CÔNG DỤNG:

- Rửa, vệ sinh, làm cô đọng với mục đích làm lành ban đầu vết thương và hỗ trợ sát trùng vết thương và vết loét ngoài da (không xuyên qua lớp hạ bì).

- Súc miệng trong trường hợp viêm răng lợi, viêm miệng cấp.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: Dùng gòn thấm oxy già 3 % bôi lên vết thương hoặc nhỏ trực tiếp lên vết thương. Pha loãng oxy già 3 % với cùng thể tích nước khi súc miệng.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Không nhỏ oxy già 3 % vào những khoang kín của cơ thể hoặc vào tai khi có thủng màng nhĩ.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG: Khi sử dụng nhắc lại nhiều lần nước oxy già 3 % để súc miệng.

TÁC DỤNG BẤT LỢI CÓ THỂ XẢY RA: Có thể gây kích ứng bong da và niêm mạc.

BẢO QUẢN: Ở nơi khô mát, tránh ánh sáng.



DOMESCO

TQC



OXY GIÀ

3 %

- Hỗ trợ
- Sát trùng vết thương
- Súc miệng

Chai 60 ml

Sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO

Cụm Công nghiệp Cấn Lố, Ấp An Định, Xã An Bình, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

(Đạt chứng nhận **ISO 9001:2015 & ISO 13485:2016**)

Xuất xứ: Việt Nam

Số CBTCAD: 200000009/PCBA-ĐT



8 934618 010200

LSX:

NSX; HD:

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM