

**THÀNH PHẦN:** Ethanol 96 %, Nước tinh khiết.

**CÔNG DỤNG:**

- Hỗ trợ sát trùng da.
- Hỗ trợ sát khuẩn dụng cụ y tế, bề mặt trong y tế.

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:**

- Tắm cồn vào bông bôi lên vùng da cần sát trùng.
- Cho cồn vào lòng bàn tay, thoa đều khắp bàn tay trong vòng 30 giây.
- Tắm cồn vào bông lau lên dụng cụ cần sát trùng.

**CẢNH BÁO:**

Tránh để dính cồn vào niêm mạc.

**BẢO QUẢN:** Ở nơi khô mát, nút kín, tránh xa lửa.



DOMESCO

**CỒN 70°**

**Chai 1000 ml**

Sản xuất tại:

**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP  
KHẨU TẾ DOMESCO**

Cụm Công nghiệp Cần Lố, Ấp An Định, Xã An Bình, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

**Xuất xứ:** Việt Nam

Số CBTCAD: 200000004/PCBA-ĐT



LSX:  
NSX:  
HD:

**KHÔNG ĐƯỢC UỐNG – ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM**